

LISTE DE CONTRÔLE DE L'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES DE PRÉ-POST INSERTION ET RETRAIT DU DIU

Nom du participant : _____ Lieu d'affectation : _____

Nom de l'évaluateur : _____ Date de l'évaluation : Pré : _____ Post : _____

Instructions pour l'évaluateur :

- Mettre en place le poste pour l'insertion et le retrait du DIU.
- Inviter un participant à la fois.
- Lire le scénario présenté ci-dessous et dire au participant de faire la démonstration des étapes d'insertion et de retrait.
- Saisir les scores sur la liste de contrôle pendant l'observation des étapes.
- Ne pas relancer ou interférer pendant la démonstration du participant.

Scénario :

La femme a choisi d'utiliser un DIU en cuivre. Son éligibilité a été évaluée et confirmée. Vous l'avez conseillé à propos de ce que vous ferez et ce à quoi elle peut s'attendre. Elle s'est vidée la vessie. Vous avez veillé à ce que tous les équipements, les fournitures et la source d'éclairage soient disponibles et que l'intimité soit préservée. Maintenant passez aux étapes de l'insertion et du retrait.

Score de l'évaluation :

Écrire « Oui » si l'étape ou la tâche est effectuée correctement ; écrire « Non » si l'étape ou la tâche n'est pas effectuée correctement, ou « N/O » si l'étape ou la tâche est non observée.

- **SATISFAISANT** : Exécute l'étape ou la tâche conformément à la procédure ou aux directives standard
- **INSATISFAISANT** : N'exécute pas l'étape ou la tâche conformément à la procédure ou aux directives standards
- **NON OBSERVÉE** : Étape, tâche ou aptitude non exécutée par l'apprenant pendant l'évaluation par le formateur clinique

		Score de l'évaluation		
Étape n°	Tâches	Pré-test	Post-test	Commentaires
Se préparer				
1	Se lave les mains soigneusement avec du savon et de l'eau et les sèche à l'air libre			
2	Porte des gants d'examen/DHN/propres/stériles sur les deux mains			
3	Pratique un examen pelvien bi-manuel et détermine la taille, la forme et la position de l'utérus			
4	Pratique l'examen avec spéculum pour visualiser le col de l'utérus et vérifier les signes d'infection, d'ulcères et de lésions			
5	Nettoie le col de l'utérus et les parois vaginales avec un antiseptiques			
Sonde l'utérus				
6	Saisit délicatement le col de l'utérus avec une pince pozzi DHN ou stérile et applique une traction délicate			

7	Insère la sonde DHN ou stérile à l'aide de la technique « sans toucher », et note la profondeur utérine			
Charge le DIU				
8	Charge le DIU dans son paquet stérile, en ayant recours à la technique « sans toucher »			
9	Fixe la jauge de profondeur bleue à la mesure de la profondeur utérine			
Insère le DIU				
10	Insère avec soin le DIU chargé et le relâche dans la cavité utérine à l'aide de la technique de « retrait »			
11	Pousse délicatement le tube vers le haut jusqu'à ce qu'une résistance soit ressentie au fond de l'utérus			
12	Retire complètement la tige. Retire partiellement le tube jusqu'à ce que les fils soient visibles. Utilise des ciseaux DHN/stériles pour couper les fils de 3-4 cm de long, pendant que le tube est encore à l'intérieur			
13	Retire la pince pozzi, vérifie s'il y a d'éventuels saignements et retire le spéculum			
14	Effectue les tâches post insertion			
Retire le DIU				
15	Saisit les fils du DIU près du col de l'utérus avec une pince hémostatique DHN (ou stérile) ou d'autres forceps étroits			
16	Applique une traction constante et délicate, en tirant les fils vers l'extérieur, pour retirer le DIU. Montre le DIU à la femme			
17	Pratique des tâches post-retrait			

Score total : **17** Score du pré-test : ____/17 Score post-pratique : ____/17